

检验检测报告

(电子版)

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: JJUG-2627-04

No:200069460

共3页 第1页

委托单位			
客户认定信息	KN95口罩 30个		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-07
		报告签发日期	2020-04-24
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。		

签发: 郭子山 高级工程师

郭子山



样品图片

(电子版)

No:200069460

共3页 第2页



检验检测报告附页

(电子版)

No:200069460

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:23.1℃ 相对湿度:36.4%	过滤效率(%): ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%): 未处理样品 1# 99.663 2# 99.563 3# 99.601 4# 99.431 5# 99.459 6# 99.318 7# 99.430 8# 99.239 9# 99.438 10# 99.501 温湿度预处理后样品 1# 99.645 2# 99.013 3# 99.213 4# 99.001 5# 99.321	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模:中号	≤350	未处理样品: 1# 178.0 2# 169.9 预处理样品: 1# 148.5 2# 145.2	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模:中号	≤250	未处理样品: 1# 129.1 2# 125.3 预处理样品: 1# 117.7 2# 116.2	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——